

第9回 LAMP研究会

LAMP Research Workshop

開催・一般演題募集

のご案内

LAMP研究会は「LAMP法の特徴を生かした、迅速・簡便な遺伝子検査の確立を目指す研究者のネットワーク作りを推進し、分野を問うことなくLAMP法による遺伝子検査を広く普及していくこと」を目的として、2008年に設立いたしました。

本研究会には毎回、基礎・医療・環境・農業・食品等さまざまな分野に携わる先生方、研究者の方々がお来場され、ディスカッションも活発に行われ、たいへん盛況を博しております。

第9回も下記の内容にて開催いたします。多くの方々のご参加をお待ちしております。

日時 2017年2月11日(土) 13:30～17:30(予定)

会場 丸ビルホール&コンファレンススクエア 7F
(東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル7F)

参加費 無料

※研究会終了後に意見交換会(参加費無料)を予定しておりますので、併せて是非ご参加ください。

プログラム

特別講演

百日咳の臨床と新しい検査・診断法

講師 岡田 賢司 先生 福岡歯科大学 総合医学講座 小児科学分野 教授

一般演題

一般演題は現在、募集中です。詳細は下記をご参照ください。

技術情報

LAMP法を用いた次世代検査システムの開発

(発表:栄研化学株式会社)

一般演題 募集のお願い

LAMP研究会では、特別講演、一般演題およびLAMP技術情報を予定しております。

一般演題につきましては広く演題を募集いたしますので、LAMP法をご活用された研究結果等をお持ちの先生方は、奮ってご応募くださいますようお願いいたします。

発表内容 LAMP法の活用報告であれば、分野は問いません。

発表時間 1題 10～15分を予定しています。

応募締切 2016年12月2日(金)

応募方法 LAMP研究会ホームページ(下記URL参照)内の **LAMP研究会登録フォーム** に必要事項をご入力の上、お申込みください。
詳細はご応募受付後に連絡させていただきます。

参加申し込み方法

LAMP研究会への参加をご希望される場合は、事前の参加登録をお願いいたします。

参加登録はLAMP研究会ホームページ内の参加申し込みフォーム(下記参照)より受付しておりますので、必要事項をご入力の上、お申込みください。

なお、ご登録いただいた方には、後日、開催プログラム等をご案内いたします。

参加申し込みフォーム URL:

<http://www.eiken.co.jp/rw/entry.html>

※誠に恐れ入りますが、競合メーカーの方のお来場はご遠慮いただく場合がありますので、ご了承ください。

LAMP研究会 幹事

中山 哲夫 先生(代表) 北里生命科学研究所 ウイルス感染制御学研究室 II

吉川 哲史 先生 藤田保健衛生大学 医学部 小児科

横田 浩充 先生 東邦大学 理学部 教育開発センター 臨床検査課程

お問い合わせ先

LAMP 研究会ホームページ

<http://loopamp.eiken.co.jp/workshop/>

事務局: lamp_rw@eiken.co.jp